Elite E2S Back



Descripción del dispositivo médico

Espaldar rígido en aluminio, contorneado bajo (3 pulgadas) desmontable, con hardware que permita el ajuste de altura, profundidad, ángulo y rotación en el momento del posicionamiento de forma fácil y rápida, en foam con corte ondulado que controle la humedad y la temperatura del cuerpo. Con funda en material transpirable.





Cuña lumbar de espuma.



Soportes laterales de tronco, abatibles.



Soportes de tronco fijos.



Cinturón abdominal PostureFlex.

🖳 Medidas









Ajuste de profundidad



Ángulo de ajuste

| Tallas disponibles | | | | | | |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Model # | Altura total | Ancho total | Ajuste de profundidad | Ángulo de ajuste | Capacidad de peso | Peso del producto |
| MPB (Standard) | 12", 16", 20" | 14", 16″, 17″ | 4" | 40° rango | 136 kg | 1 kg |
| HDB (Heavy- Duty) | 16", 20″ | 20", 22", 24" | 4" | 40° rango | 227 kg | 2 kg |
| HDBxW16 (Extra Wide) | 16", 20″ | 21", 23" | 4″ | 40° rango | 227 kg | 2 kg |
| HDBxW20 (Extra Wide) | 16", 20″ | 25",-30" | 4″ | 40° rango | 227 kg | 3 kg |

Nota: El ancho, la profundidad, la altura capacidad y peso del producto se determina dependiendo de la medida requerida.

Indicación para formular este espaldar: Pacientes con parálisis cerebral, esclerosis múltiple, lesión medular, ELA u otras condiciones que afecten el control postural.

Pacientes que pasan largos períodos en silla de ruedas y necesitan mayor comodidad y estabilidad.

Recomendaciones

- No exceder la capacidad de peso del espaldar.
- Al instalar asegurarse de ajustar correctamente el espaldar según la postura y necesidades del paciente.
- Limpiar la cubierta exterior en lavadora (máx 60°).
- Verificar periódicamente los ajustes para garantizar un soporte óptimo y la máxima durabilidad.

Garantía

El producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fábrica.

ilmportante! No retire los stickers de registro sanitario ni los seriales, ya que son necesarios para validar la garantía.

Observaciones:

- * Las especificaciones reales del producto difieren de los datos de la tabla en ±1 cm ±0,5 kg.
- * Las especificaciones reales del producto pueden variar según las diferentes configuraciones.
- * MATRX se reserva el derecho de modificar la información aquí incluida sin previo aviso.

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2024DM-0029508

www.tmecol.com □ @ f &

